

Κάλτσες  
φλεβίτιδος,  
αντιθρομβωτικές  
& καλσόν

06-2-006

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**  
BBF 70den 12-14 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κιρσών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα κάνει μασάζ μειώνοντας την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

**Χρώματα:** Nero - 016 - Fumo - 018

**Μέγεθος Περιμέτρος γάμπας (cm)**

1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43

06-2-007

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**  
BBF 140den 18-23 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κιρσών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα κάνει μασάζ μειώνοντας την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

**Χρώμα:** Nero/016/Fumo/018

**Μέγεθος Περιμέτρος γάμπας (cm)**

1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43

06-2-109

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**  
CLASS I 15-20 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οιδήματα των κάτω άκρων, κιρσούς και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδος. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

**Χρώματα:** Μπεζ

**Μέγεθος Περιμέτρος γάμπας (cm)**

Small	29-32
Medium	32-35
Large	35-38
x-Large	38-41
xx-Large	41-44

06-2-072

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**

**LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg**



Ορθοπεδικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και την θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κρισών και των οιδημάτων. Προ-εγχειρητική ή μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

**Χρώματα:** Μπεζ

**Μέγεθος Περιμέτρος γάμπας (cm)**

1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-008

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**

**VARICOSE - Class III 30-40 mmHg**



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης ισχυρής συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κρισών και των οιδημάτων. Μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastane 25%.

**Χρώμα:** Μπεζ

**Μέγεθος Περιμέτρος γάμπας (cm)**

1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-016

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**  
BBF 70den 12-14 mmHg




Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα κάνει μασάζ, μειώνοντας την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα οϊλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: Nero/018

**Μέγεθος Περιμέτρως γάμπας (cm)**

2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-018

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**  
BBF 140den 18-23 mmHg




Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα κάνει μασάζ, μειώνοντας την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα οϊλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: Nero/018

**Μέγεθος Περιμέτρως γάμπας (cm)**

2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-110

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**  
CLASS I 15-20 mmHg




Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οϊδήματα των κάτω άκρων, κρισούς και πρόληψη της ηπιας φλεβίτιδος. Η εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με ελαστική φάσα οϊλικόνης. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: Μπεζ

**Μέγεθος Περιμέτρως γάμπας (cm)**

Small	29-32
Medium	32-35
Large	35-38
x-Large	38-41
xx-Large	41-44



06-2-063

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κρισών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%, elastane 25% και microfiber.

Χρώμα: Μπεζ

Μέγεθος Περιμετρος γάμπας (cm)

1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-010

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

VARICOSE - Class III 30-40 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κρισών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

Χρώμα: Μπεζ

Μέγεθος Περιμετρος γάμπας (cm)

1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-049

**ΚΑΛΣΟΝ**

BBF 40den 6-8 mmHg



Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κροσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Ιταλικής προέλευσης.

**Χρώμα:** Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo - Blue

Μέγεθος	Βάρος ατόμου (kg)	Υψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

06-2-050

**ΚΑΛΣΟΝ BBF**

70den 12-14 mmHg



Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κροσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Φέρει ενσωματωμένο λαστέξ συγκράτησης της κοιλιακής χώρας. Η ειδική ύφανση στο πέλμα κάνει μασάζ, μειώνοντας την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

**Χρώματα 70den**

Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo

06-2-061

**ΚΑΛΣΟΝ BBF**

140den 18-23 mmHg



**Χρώματα 140den**

Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Bronzo

Μέγεθος	Βάρος ατόμου (kg)	Υψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

06-2-107

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**  
**ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg**



Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα. Η σωστή εφαρμογή επιτυγχάνεται με ελαστικό ζωνάκι στην μέση που κλείνει με αγκράφα. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

**Χρώμα:** Λευκό

**Μέγεθος Περιμέτρως γάμπας (cm)**

small	28-32
medium	32-36
large	36-40
x-large	40-44
xx-large	44-49



06-2-044

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**  
**ANTI-EMBOLISM ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 18-24 mmHg**

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

**Χρώμα:** Λευκό

**Μέγεθος Περιμέτρως γάμπας (cm)**

small	28-32
medium	32-36
large	36-40
x-large	40-44
xx-large	44-49



06-2-051

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**  
**ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg**



Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα.

**Χρώμα:** Λευκό

Μέγεθος	small	medium	large	x-large	xx-large
Περιμέτρως γάμπας (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49



06-2-030

**ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**  
CLASS II 20-30mmHg



Οι κάλτσες ανδρών της εταιρείας "VITA" βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Προλαμβάνουν το οίδημα και τους κροσούς. Ανακουφίζουν από την καθημερινή κόπωση. Ενδείκνυται επίσης για μετατραυματική χρήση και μετά τη θεραπεία δερματικών ελκών. Βελτιώνουν την ελαφρά θρομβοφλεβίτιδα.

Κατασκευή: 75% polyamide, 25% elastane, με microfiber και aloe vera.

**Χρώμα:** Μαύρο, Γκρι

**Μέγεθος Περιμέτρους γάμπας (cm)**

small	29-32
medium	32-35
large	35-38
x-large	38-41
xx-large	41-44



06-2-071


**ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ**  
18-24mmHg



Οι κάλτσες ταξιδιού "VITA", λόγω της διαβαθμισμένης συμπίεσης, ανακουφίζουν τα κάτω άκρα από την καθημερινή κόπωση. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Ενδείκνυται στην πρόληψη κροσών και οίδημάτων των κάτω άκρων.

Κατασκευή: 75% polyamide και 25% elastane.

**Χρώμα:** Μαύρο, Μπεζ



Μέγεθος	Περιμέτρος γάμπας (cm)	Περιμέτρος αστραγάλου (cm)
small	28-33	17-20
medium	33-38	20-23
large	38-43	23-27
x-large	43-48	27-32